

# Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки

## Наименование ПО:

Платформа дистанционного мониторинга пациентов TELEMEDHUB (мобильное приложение)

## Правообладатель:

ООО «ТелеМедХаб»

## 1. Системные требования

Перед установкой приложения убедитесь, что ваше устройство соответствует следующим требованиям:

- **Операционная система:** Android версии 9.0 или новее.
- **Оперативная память:** не менее 2 ГБ.
- **Свободное место на устройстве:** не менее 200 МБ.
- **Доступ к интернету:** обязателен для корректной работы приложения

## 2. Скачивание приложения

- Скачайте **установочный файл** приложения (APK-файл) по ссылке: <https://telemedhub.io/latest-release.apk>.

## 3. Установка на Android

Если вы скачали APK-файл, выполните следующие действия:

- Откройте **Настройки** устройства.
- Перейдите в раздел **Безопасность** (или **Приложения и уведомления** → **Специальный доступ** → **Установка неизвестных приложений**).
- Разрешите установку приложений из выбранного источника (например, браузер или файловый менеджер).
- Откройте скачанный файл и следуйте инструкциям для подтверждения установки.

## 4. Первый запуск и вход в приложение

- Запустите приложение «TeleMedHub».
- На первом экране выберите вкладку «По эл. почте»
- Введите тестовый логин `test@telemedhub.io`

- Отметьте галочку «Принимаю условия Пользовательского соглашения»
- Нажмите «Продолжить»
- В качестве 4-значного кода введите 0001
- После успешного входа вы попадёте на главный экран приложения.

## 5. Проверка работоспособности

Для проверки основных функций приложения рекомендуется выполнить следующие действия:

- Ввести тестовые физиологические показатели (например, артериальное давление, пульс).
- Просмотреть историю введённых данных и графики.
- Отправить сообщение через ИИ-консультант.

## 6. Контакты технических специалистов:

- Никитин Максим Викторович, e-mail: [ceo@telemedhub.io](mailto:ceo@telemedhub.io), тел. +79115011750
- Веселов Никита Дмитриевич, e-mail: [n.veselov@telemedhub.io](mailto:n.veselov@telemedhub.io)